

DE

**SICHERHEITSHINWEISE:**

- Nicht geeignet für die Nutzung im Straßenverkehr
- Nicht geeignet für direkten Blick in die Sonne
- Kein Schutz vor künstlichen Lichtquellen
- Nicht als Schutzbrille geeignet
- Nutzung bei Beschwerden unterbrechen
- Nicht als Ersatz für Brillen mit Sehstärke geeignet
- Kein Spielzeug
- Nur für Lesen und kurze Distanzen geeignet
- Nicht geeignet für größere Distanzen

**REINIGUNG UND PFLEGE:**

- Zur Reinigung der Vergrößerungsbrille keine Lösungen oder Alkohol benutzen
- Zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken den mitgelieferten Reinigungsbeutel oder ein weiches Brillenreinigungstuch nutzen
- Für stark verschmutzte Gläser Wasser oder neutrale oder weiche Reinigungsmittel nutzen
- Zur Reinigung der Gläser keine zu große Kraft aufwenden, da dies Kratzer verursachen könnte

**NUTZUNGSHINWEISE:**Die Vergrößerungsbrille kann einzeln oder über Brillen mit Sehstärke oder Kontaktlinsen getragen werden. Die Vergrößerungsbrille sollte an der Nasenspitze getragen werden, **NICHT** in der selben Position wie Sie normale Brillen tragen würden.

**TRAGEN ÜBER BRILLEN:**Lassen Sie beim Tragen der Vergrößerungsbrille über Brillen mit Sehstärke oder Sonnenbrillen Platz zwischen der Vergrößerungsbrille und ihrer Brille um Ihre beste Fokussierung zu finden

**FOKUS FINDEN:**Halten Sie einen Gegenstand 30 – 40cm von der Vergrößerungsbrille entfernt. Variieren Sie die Entfernung, bis der Gegenstand im Fokus ist.

ENG

**SAFETY ADVICE:**

- not suitable for use in traffic
- not suitable for direct look into the sun
- no protection for artificial light sources
- not suitable for use as safety glasses
- interrupt use if signs of discomfort occur
- not suitable as replacement for glasses with corrective lenses
- no toy
- not suitable for long distances
- only suitable for reading and short distances

**MAINTENANCE & CLEANING**

- Do not clean using solvents or alcohol
- To remove dirt or fingerprints use the included cleaning bag or a soft cloth
- To remove persistent dirt from the glasses use water, a neutral or soft detergent
- Applying too much force during cleaning may cause scratches
- The Big Vision glasses can be used separately or over glasses with corrective lenses or contact lenses. The Big Vision should be worn on the tip of the nose and not in the same position as normal glasses.

**USAGE OVER GLASSES:**

- To find your best focus leave some space between the magnifying glasses and your sunglasses or glasses with corrective lenses.

**FINDING FOCUS:**

- Hold an object in 30-40 cm (approx. 12 to 16 inches) distance to the magnifying glasses. Vary the difference until you can see the object in focus.

NL

**VEILIGHEID LET OP:**

niet geschikt voor wegverkeer

Niet geschikt voor directe observatie van de zon

Geen bescherming van kunstmatige lichtbronnen

Niet bedoeld voor brillen

onderbreken gebruik in geval van klachten

Niet geschikt als vervanging van glazen op sterkte

geen speelgoed

Alleen geschikt voor het lezen en korte afstanden

Niet geschikt voor langere afstanden

**Schoonmaken en onderhoud:**

Om het reinigen van de vergrootglazen Gebruik geen oplossingen of alcohol

gebruiken om vuil te verwijderen of vingerafdrukken de meegeleverde reinigen zak of een zachte lens doek

Voor zeer vuile glazen water of neutraal of een zachte detergent

Om het reinigen van de glazen besteden veel kracht, omdat dit krassen kan veroorzaken

**GEBRUIKSINSTRUCTIES:**

Het vergrootglas kan alleen of over een bril op sterkte of contactlenzen worden gedragen. De vergrootglazen moet worden gedragen op de neus en niet in dezelfde positie als je normale bril zou dragen.

**CARRY op recept:**

Laat recept lenzen of een zonnebril om ruimte tussen de vergrootglazen en haar bril te vinden om uw beste beeld, terwijl het dragen van vergrootglazen over een bril

**FOCUS FIND:**

Houd een object 30 - 40 cm afstand van de vergrootglazen. Varieer de afstand tot het object in focus is.

FR

**AVIS DE SÉCURITÉ:**

ne convient pas pour une utilisation dans la circulation routière  
Ne convient pas pour l'observation directe du soleil  
Aucune protection contre les sources de lumière artificielle  
Non destiné à des lunettes  
interrompt l'utilisation en cas de plaintes  
Ne convient pas comme un substitut pour des lunettes avec prescription  
pas un jouet  
Uniquement pour la lecture et de courtes distances  
Ne convient pas pour les longues distances

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN:**

Pour nettoyer les verres grossissants utilisent des solutions ou d'alcool  
utiliser pour enlever la saleté ou les empreintes digitales du sac de nettoyage fourni ou un chiffon doux  
Pour les verres très sales utiliser de l'eau ou un détergent neutre ou mou  
Pour nettoyer les verres dépensent une force excessive, car cela pourrait provoquer des rayures

**MODE D'EMPLOI:**

Les loupes peuvent être portés seuls ou sur des lunettes avec des verres de prescription ou de contact. Les loupes doivent être portés sur le nez et non pas dans la même position que vous portez des lunettes normales.

**CARRY ON PRESCRIPTION:**

Laissez les verres de prescription ou des lunettes de soleil pour trouver l'espace entre les verres grossissants et ses lunettes à votre meilleure mise au point tout en portant des lunettes grossissantes sur des lunettes

**FIND FOCUS:**

Gardez un objet 30 - 40cm loin des verres grossissants. Variez la distance, jusqu'à ce que l'objet est mis au point.

NW

**SIKKERHET:**

Ikke egnet til veibruk  
Ikke egnet for direkte utsikt til solen  
Ingen beskyttelse mot kunstige lyskilder  
Ikke egnet som beskyttelsesbriller  
Bruk ved klager  
Ikke egnet som erstatning for briller  
Ingen leker  
Kun egnet for lesing og korte avstander  
Ikke egnet for lengre avstander

**RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD:**

Ikke bruk oppløsninger eller alkohol for å rengjøre forstørrelsesglassene  
For å fjerne smuss eller fingeravtrykk, bruk den medfølgende rengjøringsposen eller en mykt skinnrengjøringsklut  
For tungt skitne briller, bruk vann eller nøytrale eller myke vaskemidler  
Ikke bruk overdreven kraft til å rengjøre glasset, da dette kan forårsake riper

**BRUKSANVISNING:** Forstørrelsesglassene kan brukes individuelt eller over briller eller kontaktlinser. Forstørrelsesglassene skal brukes på nesespissen, IKKE i samme posisjon som du vil bruke normale briller.

**BRUKE OVERLASHES:** Når du bruker forstørrelsesglassene, hold brillene mellom forstørrelsesglassene og brillene deres for å finne ditt beste fokus

**FINN FOKUS:** Hold et objekt 30 - 40 cm vekk fra forstørrelsesglassene. Varier avstanden til objektet er i fokus